


Anticorps Polyclonal Anti-Pno1 Pour Wb, Elisa - Q9Nrx1

Numéro d'article: CM0022410



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PNO1 humain, une protéine de liaison à l'ARN nucléolaire impliquée dans la biogenèse des ribosomes. Validé pour les applications Western blot et ELISA avec réactivité croisée sur des échantillons humains et de rat. Idéal pour la recherche ribosomique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PNO1 Lapin pAb
Remarques/Alias	RRP20; KHRBP1; PNO1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	56902
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-252 du PNO1 humain (NP_064528.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9NRX1
Poids Protéique	28kDa
Expédition	Sac de glace