

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pnpo Pour Wb - Q9Nvs9

Numéro d'article: CM0020035



Introduction

Cet anticorps PNPO est validé pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Il réagit avec des échantillons humains, murins et de rat. À utiliser pour la recherche sur le métabolisme de la vitamine B6.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	PNPO pAb de Lapin
Remarques/Alias	PDXPO ; HEL-S-302 ; PNPO
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55163
GeneID	55163
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-261 du PNPO humain (NP_060599.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NVS9
Poids moléculaire de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac de glace