

Anticorps Polyclonal Anti-Poc1A Pour Wb, Elisa - Q8Nbt0

Numéro d'article: CM0029499

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Anti-POC1A pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Cible la protéine centriolaire POC1A impliquée dans l'assemblage des centrioles et la ciliogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	POC1A Lapin pAb
Remarques/Alias	PIX2; SOFT; WDR51A; POC1A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	25886
GeneID	25886
Immunogène	Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 138-407 de POC1A humaine (NP_056241.3))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NBT0
Poids moléculaire	45kDa
Expédition	Sac de glace