

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Podoplanine Pour Wb, Elisa - Q86YI7

Numéro d'article: CM0005206



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Podoplanine (UniProt Q86YL7) pour WB et ELISA. Détecte la Podoplanine humaine, murine et de rat. Utile dans les études sur le cancer, la migration et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Spécification                                                                                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | Podoplanine AcM de lapin                                                                                                                               |
| Remarques/Alias                  | T1A ; GP36 ; GP40 ; Gp38 ; OTS8 ; T1A2 ; T1A ; D2-40 ; T1A-2 ; AGGRUS ; HT1A-1 ; PA2.26 ; Podoplanine                                                  |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                                                 |
| GeneID (humain)                  | 10630                                                                                                                                                  |
| GeneID                           | 10630                                                                                                                                                  |
| Immunogène                       | Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 63 et 162 de la Podoplanine humaine (Q86YL7). |
| Source                           | Lapin                                                                                                                                                  |
| Catégorie                        | Anticorps monoclonaux                                                                                                                                  |
| Application                      | WB, ELISA                                                                                                                                              |
| Réactivité croisée               | Humain, Souris, Rat                                                                                                                                    |
| SWISS                            | Q86YL7                                                                                                                                                 |
| Poids moléculaire de la protéine | 17 kDa                                                                                                                                                 |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                                           |