

## Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Podoplanine Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q62011

Numéro d'article: CM0011384



### Introduction

Validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA, cet anticorps monoclonal lapin cible la Podoplanine de souris (Gp38/T1alpha). Idéal pour les études sur le développement lymphatique, la métastase cancéreuse et la migration cellulaire. Spécifique à la souris, ~18 kDa.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | Podoplanine Lapin mAb                                                                                                                   |
| Remarques/Alias    | E11; T1a; Gp38; OTS-8; T1alpha; RANDAM-2; T1-alpha                                                                                      |
| Espèce             | Souris                                                                                                                                  |
| GeneID (Humain)    | 10630                                                                                                                                   |
| GeneID             | 14726                                                                                                                                   |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-133 de la Podoplanine de souris (NP_034359.2) |
| Source             | Lapin                                                                                                                                   |
| Catégorie          | Anticorps Monoclonaux                                                                                                                   |
| Application        | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                                  |
| Réactivité Croisée | Souris                                                                                                                                  |
| SWISS              | Q62011                                                                                                                                  |
| Poids Protéique    | 18 kDa                                                                                                                                  |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                            |