

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Podoplanine Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q86YI7

Numéro d'article: CM0021869



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la podoplanine (Aggrus/Gp36), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la migration cellulaire, du développement lymphatique et de la biologie tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-podoplanine
Remarques/Alias	T1A; GP36; GP40; Gp38; OTS8; T1A2; T1A; D2-40; T1A-2; AGGRUS; HT1A-1; PA2.26; Podoplanine
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	10630
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 99 à 199 de la podoplanine humaine (NP_006465.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q86YL7
Poids de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac de glace