

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Podoplanine Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q86YI7

Numéro d'article: CM0013473



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la podoplanine humaine (PDPN, Aggrus, GP36), validé en WB, IHC-P et ELISA ; réagit avec les antigènes humains, de souris et de rat. Pour la recherche sur la migration tumorale, les systèmes lymphatique et plaquettaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-podoplanine
Remarques/Alias	T1A ; GP36 ; GP40 ; Gp38 ; OTS8 ; T1A2 ; T11A ; D2-40 ; T1A-2 ; AGGRUS ; HT1A-1 ; PA2.26 ; Podoplanine
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	10630
ID du gène	10630
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-131 de la podoplanine humaine (NP_006465.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	Q86YL7
Poids moléculaire	17 kDa
Expédition	Sac réfrigérant