

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Podxl Pour Wb, Ihc-P, Elisa - 000592

Numéro d'article: CM0009218

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le PODXL humain, validé pour le Western blot, l'immunohistochimie (paraffine) et l'ELISA. Convient à l'étude de l'adhésion cellulaire, de la biologie des podocytes et de la progression tumorale. Réagit avec l'antigène humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-PODXL
Remarques/Alias	PC ; PDX ; PCLP ; Gp200 ; gp135 ; PCLP-1 ; PODXL1 ; PODXL
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5420
GeneID	5420
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 300 à 479 du PODXL humain (000592).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	000592
Poids moléculaire	59 kDa
Expédition	Sac réfrigérant