


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pof1B Pour Wb, Elisa - Q8Wvv4

Numéro d'article: CM0023251



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-POF1B validé pour WB et ELISA, réactif chez l'humain et le rat. Adapté à la recherche sur l'organisation des monocouches épithéliales et le développement ovarien. SWISS : Q8WVV4.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	POF1B Rabbit pAb
Remarques/Alias	POF; POF2B; POF1B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	79983
GeneID	79983
Immunogène	Protéine recombinante, protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 330-560 de la POF1B humaine (NP_079197.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q8WVV4
Poids de la protéine	68 kDa
Expédition	Sac de glace