

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pofut2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2G5

Numéro d'article: CM0017757



Introduction

Anticorps polyclonal de haute qualité produit chez le lapin contre la POFUT2 humaine (FUT13), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour l'étude de l'O-fucosylation des protéines contenant des TSR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	POFUT2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	FUT13; C21orf80; POFUT2
Espèce	Humaine
GeneID	23275
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 240 à 370 de la POFUT2 humaine (NP_056042.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q9Y2G5
Poids de la protéine	50 kDa
Expédition	Sac de glace