

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Poglut1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nbl1

Numéro d'article: CM0022848



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la POGLUT1 humaine (Rumi, CLP46), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la signalisation Notch, la glycosylation et le développement musculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	POGLUT1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	Rumi; CLP46; MDSRP; C3orf9; KTELC1; LGMD2Z; MDS010; hCLP46; KDELCL1; LGMDR21; POGLUT1
Espèce	Humain
Identifiant de gène	56983
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 160-280 de la POGLUT1 humaine (NP_689518.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q8NBL1
Poids de la protéine	46 kDa
Expédition	Sac de glace