

Anticorps Monoclonal Anti-Pold1 Pour Wb, Elisa - P28340

Numéro d'article: CM0009732



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la sous-unité catalytique de l'ADN polymérase delta humaine (POLD1), validé pour Western blot (WB) et ELISA. Réagit de manière croisée avec des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour les études sur la réplication et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	POLD1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	CDC2; MDPL; POLD; CRCS10; POLD1
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	5424
GeneID	5424
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1000 et 1107 de la POLD1 humaine (P28340).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P28340
Poids de la protéine	124kDa
Expédition	Sac de glace