


Anticorps Polyclonal Anti-Pold2 Pour Wb - P49005

Numéro d'article: CM0030808



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-POLD2 validé pour WB et ELISA, détectant le POLD2 humain (sous-unité 2 de l'ADN polymérase delta) avec réactivité croisée vers la souris et le rat ; largement utilisé dans la recherche sur la réplication et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	POLD2 Lapin pAb
Remarques/Alias	POLD2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5425
GeneID	5425
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 120-360 du POLD2 humain (NP_006221.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49005
Poids Protéique	51kDa
Expédition	Sac de glace