


Anticorps Polyclonal Anti-Pold3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15054

Numéro d'article: CM0026845



Introduction

POLD3 Lapin pAb, un anticorps polyclonal de lapin ciblant la sous-unité 3 de l'ADN polymérase delta pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA ; adapté aux échantillons humains et murins. Usage recherche dans la réplication et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	POLD3 Lapin pAb
Remarques/Alias	P66 ; P68 ; PPP1R128 ; POLD3
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	10714
GenelD	10714
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 197-466 de POLD3 humain (NP_006582.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q15054
Poids protéique	51 kDa
Expédition	Sac de glace