

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Poldip2 Pour Wb Et Elisa - Q9Y2S7

Numéro d'article: CM0015476



Introduction

Cet anticorps polyclonal est élevé chez le lapin contre le POLDIP2 humain et validé pour WB et ELISA. Il reconnaît la protéine de 42 kDa et réagit de manière croisée avec les orthologues de souris et de rat, ce qui en fait un outil précieux pour les études sur la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	POLDIP2 Lapin pAb
Remarques/Alias	p38; POLD4; PDIP38; POLDIP2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	26073
ID de Gène	26073
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 250-350 du POLDIP2 humain (NP_056399.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y2S7
Poids de la Protéine	42kDa
Expédition	Sac de glace