

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pole2 Pour Wb Et Elisa - P56282

Numéro d'article: CM0017443



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-POLE2 validé pour le Western blot et l'ELISA ; réagit avec les protéines humaines et murines. La sous-unité 2 de l'ADN polymérase epsilon, impliquée dans la réplication et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	POLE2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	DPE2 ; POLE2
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	5427
GenelD	5427
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	P56282
Poids moléculaire de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac de glace