

Anticorps Polyclonal Anti-Pole4 Pour Wb, Elisa - Q9Nr33

Numéro d'article: CM0026901

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine POLE4 (p12), sous-unité accessoire de l'ADN polymérase epsilon. Validé pour WB et ELISA, idéal pour la recherche sur la réplication et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	POLE4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	p12; YHHQ1; POLE4
Espèce	Humaine
ID du gène	56655
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-117 de la protéine POLE4 humaine (NP_063949.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q9NR33
Poids de la protéine	12 kDa
Expédition	Sachet de glace