

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Polg2 - Q9Uhn1

Numéro d'article: CM0027994



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-POLG2 de haute qualité validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Spécifique à la sous-unité accessoire de l'ADN polymérase mitochondriale POLG2 (Q9UHN1) humaine, murine et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin POLG2
Remarques/Alias	HP55; POLB; PEOA4; POLGB; MTPOLB; MTDPS16; MTDPS16A; MTDPS16B; POLG-BETA; POLG2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	11232
GeneID	11232
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 216-485 de POLG2 humain (NP_009146.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UHN1
Poids protéique	55kDa
Expédition	Sac de glace