


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Poll Pour Wb, Elisa - Q9Ugp5

Numéro d'article: CM0030455



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ADN polymérase lambda humaine (POLL), validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les voies de réparation de l'ADN, y compris la réparation par excision de bases et la jonction d'extrémités non homologues.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-POLL
Remarques/Alias	BETAN; POLKAPPA; POLL
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	27343
GeneID	27343
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 421-575 de POLL humain (NP_037406.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UGP5
Poids protéique	63kDa
Expédition	Sac de glace