


Anticorps Polyclonal Anti-Polr1B Pour Wb, Elisa - Q9H9Y6

Numéro d'article: CM0018514



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant POLR1B (RPA135), une sous-unité centrale de l'ARN polymérase I. Validé pour WB et ELISA, réagit croisée avec l'Humain et la Souris. Idéal pour les études sur la transcription nucléolaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	POLR1B Lapin pAb
Remarques/Alias	A135; RPA2; TCS4; RPA135; Rpo1-2; POLR1B
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	84172
ID de gène	84172
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 670-900 de POLR1B humaine (NP_061887.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9H9Y6
Poids moléculaire	128kDa
Expédition	Sac de glace