


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Polr1C Pour Wb Et Elisa - O15160

Numéro d'article: CM0014088



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le POLR1C (RPAC1) humain, validé pour Western blot et ELISA. Indispensable pour l'étude de la transcription par l'ARN polymérase I/III, de la fonction nucléolaire et des voies associées à la leuodystrophie. - O15160

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	POLR1C Rabbit pAb
Remarques / Alias	AC40; RPA5; TCS3; HLD11; RPA39; RPA40; RPAC1; RPC40; POLR1C
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	9533
GenelD	9533
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 200 de la POLR1C humaine (NP_976035.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O15160
Poids de la protéine	39 kDa
Expédition	Sachet de glace