


Mab De Lapin Anti-Polr2A (Extrémité N-Terminale) Pour Wb, Ip, Chip, Elisa - P24928

Numéro d'article: CM0002675



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-POLR2A (extrémité N-terminale) de haute qualité, validé pour WB, IP, ChIP et ELISA ; réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Adapté à la recherche sur la transcription par l'ARN polymérase II.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-POLR2A (extrémité N-terminale)
Remarques / Alias	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RpIIIS; hsRPB1; hRPB220; POLR2A (extrémité N-terminale)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5430
GeneID	5430
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 550-650 de POLR2A humaine NP_000928.1
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ChIP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P24928
Poids de la protéine	217 kDa
Expédition	Sac de glace