


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Polr2A Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P24928

Numéro d'article: CM0024670



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la sous-unité catalytique de l'ARN polymérase II, POLR2A humaine (RPB1). Validé pour le WB, l'IF/ICC, l'IP et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les mécanismes de transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	POLR2A Anticorps pAb de Lapin
Remarques/Alias	RPB1 ; RPO2 ; POLR2 ; POLRA ; RPBh1 ; RPOL2 ; NEDHIB ; RpiLS ; hsRPB1 ; hRPB220 ; POLR2A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5430
GeneID	5430
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 de la POLR2A humaine (NP_000928.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P24928
Poids Moléculaire Protéique	217 kDa
Expédition	Sac de glace