

Anticorps Polyclonal Anti-Polr2D Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O15514

Numéro d'article: CM0020060



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant POLR2D humain, une sous-unité centrale de l'ARN polymérase II. Validé pour WB, IF/ICC, IP et ELISA ; réaction croisée avec la souris. Idéal pour les recherches sur la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	POLR2D pAb de lapin
Remarques/Alias	RBP4 ; RPB4 ; RPB16 ; HSRBP4 ; HSRPB4 ; POLR2D
Espèce	Humaine
ID du gène	5433
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-142 de la POLR2D humaine (NP_004796.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris
SWISS	O15514
Poids moléculaire	16 kDa
Expédition	Sac de glace