

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Polr2D Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O15514

Numéro d'article: CM0007287



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre la protéine humaine POLR2D (RPB4), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Outil excellent pour l'étude de la machinerie de transcription de l'ARN polymérase II. Produit réservé à la recherche uniquement de CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-POLR2D
Remarques/Alias	RBP4 ; RPB4 ; RPB16 ; HSRBP4 ; HSRPB4 ; POLR2D
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5433
GeneID	5433
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-142 de la protéine humaine POLR2D (NP_004796.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15514
Poids moléculaire protéique	16 kDa
Expédition	Sac de glace