


Anticorps Polyclonal Anti-Polr2F Pour Wb, Elisa - P61218

Numéro d'article: CM0026636



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant POLR2F (RPABC2), une sous-unité commune des ARN polymérases I, II et III. Validé pour WB et ELISA, réactif avec des échantillons humains et de rat. Idéal pour les études sur les mécanismes de transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	POLR2F Rabbit pAb
Remarques/Alias	RPB6; POLRF; RPC15; RPABC2; RPB14.4; HRBP14.4; RPABC14.4; POLR2F
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5435
GeneID	5435
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-127 de POLR2F humain (NP_068809.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P61218
Poids protéique	14kDa
Expédition	Sac de glace