

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Polr2G Pour Wb, Elisa - P62487

Numéro d'article: CM0027110



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la sous-unité RPB7 de l'ARN polymérase II humaine (POLR2G). Validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour les études sur la transcription et l'ARN polymérase II.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	POLR2G Rabbit pAb
Remarques/Alias	RPB7 ; RPB19 ; hRPB19 ; hsRPB7 ; POLR2G
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5436
Identifiant du gène	5436
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-172 de POLR2G humain (NP_002687.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62487
Poids moléculaire de la protéine	19 kDa
Expédition	Sac de glace