


Anticorps Polyclonal Anti-Polr2H Pour Wb, Ip, Elisa - P52434

Numéro d'article: CM0026295



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant POLR2H (RPB8/RPABC3), validé pour WB, IP et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur l'ARN polymérase et les études transcriptionnelles.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	POLR2H Rabbit pAb
Remarques/Alias	RPB8 ; RPB17 ; RPABC3 ; POLR2H
Espèce	Humain
Identifiant du gène	5437
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-150 de POLR2H humain (NP_006223.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P52434
Poids moléculaire de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac de glace