


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Polr2j Pour Wb, If/Icc, Elisa - P52435

Numéro d'article: CM0023481



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre POLR2J humain (RPB11-a), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Convient aux études de transcription de l'ARN polymérase II. Réagit de manière croisée avec la souris ; localisation nucléaire et expression ubiquitaire avec des niveaux élevés dans le cœur et le muscle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	POLR2J Lapin pAb
Remarques/Alias	RPB11; RPB11A; RPB11m; hRPB14; POLR2J1; POLR2J
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5439
GeneID	5439
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-117 de POLR2J humain (NP_006225.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P52435
Poids moléculaire	13kDa
Expédition	Sac de glace