


Anticorps Polyclonal Anti-Polr2L Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P62875

Numéro d'article: CM0023763



Introduction

pAb Lapin POLR2L, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'Humain, la Souris, le Rat. Cible la sous-unité RPABC5 de l'ARN polymérase ; idéal pour les études de transcription et de chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin POLR2L
Remarques/Alias	RBP10 ; RPB10 ; RPABC5 ; RPB7.6 ; hRPB7.6 ; RPB10beta ; POLR2L
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5441
Identifiant du gène	5441
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-67 de POLR2L humain (NP_066951.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62875
Poids moléculaire de la protéine	8 kDa
Expédition	Sac de glace