

Anticorps Polyclonal Anti-Polr3C Pour Wb, Elisa - Q9Bui4

Numéro d'article: CM0017430



Introduction

POLR3C Rabbit pAb validé pour WB et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Cible la sous-unité RPC3 (RPC62) de l'ARN polymérase III, un capteur d'ADN et un composant de la transcription. Idéal pour la recherche sur l'immunité innée et la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	POLR3C Rabbit pAb
Remarques/Alias	C82 ; RPC3 ; RPC62 ; POLR3C
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	10623
ID du gène	10623
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 270 de la POLR3C humaine (NP_006459.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q9BUI4
Poids de la protéine	61 kDa
Expédition	Sac de glace