


Anticorps Polyclonal Anti-Polr3F Pour Wb Et Elisa - Q9H1D9

Numéro d'article: CM0017944



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant POLR3F humain (RPC6, RPC39), validé pour WB et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Détecte une bande de 36 kDa, adapté à la recherche sur l'ARN polymérase III et aux études sur l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	POLR3F Rabbit pAb
Remarques/Alias	C34; RPC6; RPC39; IMD101; POLR3F
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10621
GeneID	10621
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-220 de POLR3F humain (NP_006457.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H1D9
Poids de la protéine	36kDa
Expédition	Sac de glace