


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Polr3K Pour Wb, Elisa - Q9Y2Y1

Numéro d'article: CM0028030



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la POLR3K humaine, adapté pour le Western blot et l'ELISA. Détecte une sous-unité clé de l'ARN polymérase III impliquée dans la fidélité de la transcription et la détection immunitaire innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	POLR3K Rabbit pAb
Remarques / Alias	C11, HLD21, My010, RPC10, RPC11, RPC12.5, C11-RNP3, POLR3K
Espèce	Humain
ID du gène	51728
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 108 de la POLR3K humaine (NP_057394.3).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9Y2Y1
Poids de la protéine	12 kDa
Expédition	Sachet de glace