

Anticorps Polyclonal Anti-Pomc Pour Wb, If/Icc, Elisa - P01189

Numéro d'article: CM0027594



Introduction

Anticorps polyclonal anti-POMC validé pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Cible la pro-opiomélanocortine, un précurseur des hormones hypophysaires impliquées dans l'équilibre énergétique et la réponse au stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	POMC Lapin pAb
Remarques/Alias	LPH; MSH; NPP; POC; ACTH; CLIP; OBABRH; POMC
Espèce	Humain
ID de gène	5443
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la POMC humaine (NP_000930.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01189
Poids moléculaire	29kDa
Expédition	Sac de glace