


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pomgnt1 Pour Wb, Elisa - Q8Wza1

Numéro d'article: CM0030238



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le POMGNT1 humain (GnT I.2), validé pour le western blot et l'ELISA. Réagit avec les échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur la glycosylation O-mannosyle et les études sur les dystroglycanopathies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de Lapin POMGNT1
Remarques/Alias	MEB ; RP76 ; GNTI.2 ; LGMD20 ; GnT I.2 ; LGMDR15 ; MGAT1.2 ; gnT-I.2 ; POMGNT1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	55624
Identifiant du gène	55624
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 411-660 du POMGNT1 humain (NP_060209.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8WZA1
Poids moléculaire de la protéine	75 kDa
Expédition	Sac de glace