

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pomgnt2 Pour Wb Et Elisa - Q8Nat1

Numéro d'article: CM0017937



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine POMGNT2, validé pour le Western blot et l'ELISA. Présente une réaction croisée avec la souris et le rat. Convient à l'étude de l'O-mannosylation, de la glycosylation de la dystroglycane et des mécanismes de la dystrophie musculaire congénitale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	POMGNT2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	AGO61 ; GTDC2 ; MDDGA8 ; MDDGC8 ; C3orf39 ; POMGNT2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	84892
GeneID	84892
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 160-340 de la protéine humaine POMGNT2 (NP_116195.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q8NAT1
Poids moléculaire de la protéine	67 kDa
Expédition	Pack réfrigérant