

Anticorps Polyclonal Anti-Pomk Pour Wb, Elisa - Q9H5K3

Numéro d'article: CM0017507

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine O-mannose kinase (POMK), validé pour WB et ELISA ; réactivité croisée avec la souris et le rat pour la recherche sur les dystroglycanopathies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	POMK pAb lapin
Remarques / Alias	SGK196; MDDGA12; MDDGC12; POMK
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	84197
ID du gène	84197
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-350 de la POMK humaine (NP_115613.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9H5K3
Poids protéique	40 kDa
Expédition	Sac de glace