


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pomp Pour Wb, Elisa - Q9Y244

Numéro d'article: CM0029773



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la POMP humaine, validé pour Western blot et ELISA. Idéal pour les études sur la maturation du protéasome, la recherche sur les chaperonnes et l'analyse de la dégradation des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	POMP Rabbit pAb
Remarques / Alias	UMP1; PRAAS2; HSPC014; C13orf12; PNAS-110; POMP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51371
GeneID	51371
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-141 de la POMP humaine (NP_057016.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9Y244
Poids de la protéine	16 kDa
Expédition	Sac de glace