

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pomt1 Pour Wb, Elisa - Q9Y6A1

Numéro d'article: CM0017771

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la POMT1 humaine (Protéine O-mannosyl-transférase 1). Validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA, réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Taille de bande prédite ~85 kDa. Idéal pour la recherche sur la dystroglycanopathie et la glycosylation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-POMT1
Remarques/Alias	RT ; LGMD2K ; MDDGA1 ; MDDGB1 ; MDDGC1 ; LGMDR11 ; POMT1
Espèce	Humain
Identifiant du gène	10585
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 310-550 de la POMT1 humaine (NP_001070833.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9Y6A1
Poids moléculaire de la protéine	85 kDa
Expédition	Sac de glace