


Anticorps Monoclonal Pon1 De Lapin Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P27169

Numéro d'article: CM0009655



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la PON1 humaine (paraoxonase/arylesterase 1 sérique). Validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Détecte une protéine de 40 kDa (SWISS : P27169).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PON1 de lapin
Remarques/Alias	ESA ; PON ; MVCD5 ; PON1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5444
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 50 à 150 de la PON1 humaine (P27169).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P27169
Poids de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace