


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pon1 Pour Wb, Elisa - P27169

Numéro d'article: CM0026336



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la paraoxonase/aryléstérase 1 sérique humaine (PON1), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la détoxification des organophosphorés et des voies de l'athérosclérose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PON1 Lapin pAb
Remarques/Alias	ESA; PON; MVCD5; PON1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5444
GeneID	5444
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-150 de PON1 humaine (NP_000437.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P27169
Poids moléculaire	40kDa
Expédition	Sac de glace