


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pon1 Pour Wb, Elisa - P27169

Numéro d'article: CM0018182



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre PON1 (P27169) pour WB et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour l'étude de la fonction de la paraoxonase/arylesterase sérique 1 dans l'hydrolyse des organophosphorés et l'activité antioxydante associée aux HDL.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | PON1 Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Remarques/Alias      | ESA ; PON ; MVCDS ; PON1                                                                                                        |
| Espèce               | Humaine                                                                                                                         |
| ID du gène           | 5444                                                                                                                            |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 9 à 109 de la PON1 humaine (NP_000437.3) |
| Source               | Lapin                                                                                                                           |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                           |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Réactivité croisée   | Humain, souris, rat                                                                                                             |
| SWISS                | P27169                                                                                                                          |
| Poids de la protéine | 40 kDa                                                                                                                          |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                    |