

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pon2 Pour Wb Et Elisa - Q15165

Numéro d'article: CM0022043

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PON2 humain (paraoxonase/aryléstérase sérique 2), validé pour WB et ELISA. Cible une protéine membranaire de 39 kDa impliquée dans l'activité antioxydante et la prévention de la peroxydation des lipides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PON2 Lapin pAb
Remarques/Alias	PON2
Espèce	Humain
GeneID	5445
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-210 du PON2 humain (NP_000296.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q15165
Poids de la protéine	39kDa
Expédition	Sac de glace