

Anticorps Polyclonal Anti-Pon3 Pour Wb, Elisa - Q15166

Numéro d'article: CM0019795

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le PON3 humain, validé pour les applications WB et ELISA. Idéal pour étudier la fonction de la paraoxonase/lactonase 3 sérique et l'hydrolyse des prodrogues de statines. Réagit de manière croisée avec l'humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin PON3
Remarques/Alias	PON3
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	5446
ID du gène	5446
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 250-350 du PON3 humain (NP_000931.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q15166
Poids protéique	40kDa
Expédition	Sac de glace