

## Anticorps Polyclonal Anti-Pop4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O95707

Numéro d'article: CM0027410



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant POP4 (RPP29), une sous-unité de la ribonucléase P impliquée dans la maturation des tARN. Validé pour WB, IHC-P, ELISA sur humain, souris, rat. Idéal pour la recherche sur le traitement des tARN.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | POP4 Lapin pAb                                                                                                            |
| Remarques/Alias    | RPP29; POP4                                                                                                               |
| Espèce             | Humain                                                                                                                    |
| GeneID (humain)    | 10775                                                                                                                     |
| GeneID             | 10775                                                                                                                     |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-220 de POP4 humain (NP_006618.1) |
| Source             | Lapin                                                                                                                     |
| Catégorie          | Anticorps Polyclonaux                                                                                                     |
| Application        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                          |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                       |
| SWISS              | O95707                                                                                                                    |
| Poids moléculaire  | 25kDa                                                                                                                     |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                              |