

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pop4 Pour Wb, Elisa - O95707

Numéro d'article: CM0016203



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-POP4 de haute qualité validé pour WB et ELISA, ciblant la sous-unité p29 de la ribonucléase P humaine et de rat. Idéal pour la recherche sur le traitement des ARNt et le nucléole.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	POP4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	RPP29 ; POP4
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	10775
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-220 de la POP4 humaine (NP_006618.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réaction croisée	Humain, Rat
SWISS	O95707
Masse protéique	25kDa
Expédition	Sac de glace