

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pop5 Pour Wb Et Elisa - Q969H6

Numéro d'article: CM0021789



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant POP5 humain, une sous-unité clé des complexes ribonucléase P et MRP impliqués dans la maturation des tARN et rARN. Validé pour WB et ELISA ; réactivité croisée avec l'humain et le rat. - Q969H6

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	POP5 Lapin pAb
Remarques/Alias	RPP2; RPP20; hPop5; HSPC004; POP5
Espèce	Humain
ID de gène	51367
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 50-150 de POP5 humain (NP_057002.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q969H6
Poids de la protéine	19kDa
Expédition	Sac de glace