

Anticorps Polyclonal Anti-Pop7 De Lapin Pour Wb, Elisa - O75817

Numéro d'article: CM0024924



Introduction

Validez l'expression endogène de POP7 avec cet anticorps polyclonal de lapin (O75817) pour Western blot et ELISA ; adapté pour étudier les complexes ribonucléase P/MRP dans le traitement des ARNt et ARNr.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	POP7 Rabbit pAb
Remarques/Alias	RPP2 ; RPP20 ; 0610037N12Rik ; POP7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10248
GeneID	10248
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-140 de POP7 humain (NP_005828.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O75817
Poids protéique	16 kDa
Expédition	Sac de glace