

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Porcnc Pour Wb Et Elisa - Q9H237

Numéro d'article: CM0015662



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la PORCN humaine, une palmitoléoyltransférase de la signalisation Wnt, validé pour la WB et l'ELISA avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la voie Wnt et les maladies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PORCN Rabbit pAb
Remarques/alias	PPN ; DHOF ; FODH ; MG61 ; PORC ; PORCN
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	64840
ID du gène	64840
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 220 à 320 de la PORCN humaine (NP_982299.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q9H237
Poids moléculaire	52 kDa
Expédition	Sac de glace