

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pot1 Pour Wb, Elisa - Q9Nux5

Numéro d'article: CM0015814



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre POT1, validé pour WB et ELISA. Réagit avec POT1 humain et murin, un composant du complexe shelterin essentiel à la régulation de la longueur et à la protection des télomères.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	POT1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	GLM9; CMM10; HPOT1; POT1
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	25913
GenelD	25913
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 497-634 de POT1 humain (NP_056265.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris
SWISS	Q9NUX5
Poids de la protéine	71 kDa
Expédition	Sac de glace